



呼びかけて反応を確認する

反応がなければ・・・


119番通報し救急車を呼ぶ

近くのAEDを持ってきてもらう



【 胸骨圧迫 】

胸の真ん中を、垂直に30回押す



胸骨圧迫と人工呼吸を

30対2で繰り返す

人工呼吸ができない場合は

胸骨圧迫を続ける



【 AEDを装着 】

胸にパッドを貼り、

アナウンスに従い電気ショックを実施する

AEDの使い方

電源を入れると音声で操作方法を案内します
ショックの「要・不要」は機械が自動的に診断します

①電源を入れる

電源ボタンは緑色です



機種により、
「ボタンを押すタイプ」と
「フタを開けると自動的に電源が入るタイプ」
があります。

※電源が入ると音声流れます



②パッドを胸に貼り、コードをつなぐ

(貼る位置は、パッドに描いてあります。)

**※アクセサリ等にパッドが触れないように
します。**

※胸の表面が濡れている場合は、軽く拭きます。

③電気ショック

機械が自動的に診断します。
ショックが必要な場合なボタンを
押します。

**※この間は、傷病者の身体に
触れないようにします！**

